

Anti-Ankh Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hcj1

Artikelnummer: CM0028852

Einführung

Hochwertiger Anti-ANKH kaninchen-poliklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf den menschlichen Mineralisierungsregulator ANKH (Q9HCJ1), einen wichtigen Transporter bei Studien zur Knochen- und Gelenkverkalkung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANKH Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ANK; CMDJ; HANK; MANK; CCAL2; CPPDD; SLC62A1; ANKH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	56172
Gen-ID	56172
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 210-320 des menschlichen ANKH (NP_473368.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HCJ1
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel