

## Anti-Ankhd1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8lwz3

Artikelnummer: CM0023143

### Einführung

Anti-ANKHD1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper zum Nachweis von humanem ANKHD1 (MASK) im Western Blot und ELISA. Dieses Gerüstprotein ist mit dem Phänotyp von Leukämiezellen und der Apoptoseregulation assoziiert. Ideal für die Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ANKHD1 Kaninchen pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1                                                                                             |
| Spezies           | Human                                                                                                                          |
| GeneID (human)    | 54882                                                                                                                          |
| GeneID            | 54882                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1620-1800 von humanem ANKHD1 (NP_060217.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                          |
| SWISS             | Q8IWZ3                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 269kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |