

Anti-Ankhd1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Iwz3

Artikelnummer: CM0027684

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches ANKHD1, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Leukämiezellbiologie, Apoptose und Gerüstproteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANKHD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MASK; MASK1; VBARP; PP2500; ANKHD1
Spezies	Mensch
GenelD (menschlich)	54882
GenelD	54882
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8Iwz3
Proteingewicht	269 kDa
Versand	Eisbeutel