

Anti-Ankle2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86XI3

Artikelnummer: CM0021378

Einführung

Hochwertiger polyklonaler ANKLE2-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA; detektiert humane, Maus- und Rattenproteine. Ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Untersuchung der Wiederherstellung der mitotischen Kernhülle und der Gehirnentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANKLE2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Lem4; LEMD7; MCPH16; KIAA0692; ANKLE2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23141
Gen-ID	23141
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86XL3
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Kühlakku