

Monoklonaler Anti-Ankrd1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q15327

Artikelnummer: CM0005691

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-anti-ANKRD1-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem ANKRD1 (36 kDa), einem kardialen Ankyrin-Wiederholungsprotein, das an die Endothelaktivierung und die kardiale Genregulation beteiligt ist. Ideal für IVD-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANKRD1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2; ANKRD1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	27063
GenID	27063
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-130 von humanem ANKRD1 (NP_055206.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15327
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel