

Anti-Ankrd1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15327

Artikelnummer: CM0026991

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ANKRD1 (kardiales Ankyrin-Repeat-Protein). Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die kardiovaskuläre und endotheliale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANKRD1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2; ANKRD1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	27063
Gen-ID	27063
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-130 des humanen ANKRD1 (NP_055206.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15327
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku