

Anti-Ankrd1 Kaninchen Polymab® Für Wb Und Elisa - Q15327

Artikelnummer: CM0006709

Einführung

Hochwertiger Anti-ANKRD1 Kaninchen PolymAb® validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-ANKRD1 (CARP), ein kardialer Transkriptionsfaktor und Marker für Endothelaktivierung. Geeignet für Apoptose- und kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANKRD1 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Aliase	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	27063
GenID	27063
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-130 von menschlichem ANKRD1 (NP_055206.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15327
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel