

Anti-Ankrd28 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15084

Artikelnummer: CM0028037

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ANKRD28 (PITK/FAP79), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung der PP6-vermittelten Desphosphorylierung und der Signalübertragung der Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANKRD28 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PITK; FAP79; CFAP79; PPP1R65; ANKRD28
Spezies	Human
GeneID (human)	23243
GeneID	23243
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem ANKRD28 (NP_056014.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O15084
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel