

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Ankrd46 - Q86W74

Artikelnummer: CM0021211

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ANKRD46, geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Membranproteinen und Ankyrin-Wiederholungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANKRD46 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANK-S; GENX-115279; ANKRD46
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	157567
GenID	157567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-232 von menschlichem ANKRD46 (NP_001257308.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q86W74
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel