

Anti-Ankrd52 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nb46

Artikelnummer: CM0024441

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ANKRD52, eine vermutete regulatorische Untereinheit von PP6, gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANKRD52 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANKRD33; ANKRD52
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	283373
Gen-ID	283373
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 450-660 von menschlichem ANKRD52 (NP_775866.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NB46
Proteinmolekulargewicht	115 kDa
Versand	Eisbeutel