


Anti-Anln Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nqw6

Artikelnummer: CM0026085



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ANLN, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die Erforschung von Zytokinese, Zellteilung und Podozytenbiologie. Erkennt die C-terminale Region (aa 845-1124).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANLN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	scra; FSGS8; Scraps; ANLN
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	54443
Gen-ID	54443
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 845-1124 von humanem ANLN (NP_061155.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NQW6
Protein-Gewicht	124kDa
Versand	Eistasche