


Monoklonaler Anti-Annexin A11 Antikörper Für Wb, Elisa - P50995

Artikelnummer: CM0002326



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches Annexin A11, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch und Maus. Erkennt eine Bande bei 54 kDa. Ideal für Studien zum Zellzyklus und zur Zytokinese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Annexin A11 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALS23; ANX11; CAP50; CAP-50; IBMWMA; Annexin A11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	311
GenID	311
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 276-505 von menschlichem Annexin A11 (NP_001148.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P50995
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel