


Anti-Annexin A11 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P50995

Artikelnummer: CM0026508



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes Annexin A11, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen, 54 kDa Protein, für Forschung zu Zellteilung und Kalziumsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Annexin A11 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ALS23; ANX11; CAP50; CAP-50; IBMWMA; Annexin A11
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	311
Gen-ID	311
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 276-505 des humanen Annexin A11 (NP_001148.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50995
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel