


Anti-Annexin A1/Anxa1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P04083

Artikelnummer: CM0004648



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Annexin A1 (ANXA1), validiert für Western Blot, IHC, ICC, IP und ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Entzündungs- und Immunitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] Annexin A1/ANXA1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ANX1; LPC1
Spezies	Human
GeneID (Human)	301
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 2-346 von humanem Annexin A1/ANXA1 (NP_000691.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04083
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel