

Anti-Annexin A2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07355

Artikelnummer: CM0003749



Einführung

Annexin A2 Kaninchen mAb, validiert für WB, IHC-P und ELISA in Human, Maus und Ratte. Ein kalziumreguliertes Membranbindungsprotein, das in der Gerinnungs-, Fibrinolyse- und Krebsforschung eine Rolle spielt. Das Produkt zielt auf SWISS P07355 ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Annexin A2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P36, ANX2, LIP2, LPC2, CAL1H, LPC2D, ANX2L4, PAP-IV, HEL-S-270, Annexin A2
Spezies	Human
Gen-ID	302
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07355
Protein-Gewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel