

Anti-Annexin A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb - P07355

Artikelnummer: CM0022126



Einführung

Annexin A2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper (p36, ANX2, LIP2) validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen. Ideal zur Untersuchung der kalziumregulierten Membranbindung und der endosomalen Stabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Annexin A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P36; ANX2; LIP2; LPC2; CAL1H; LPC2D; ANX2L4; PAP-IV; HEL-S-270; Annexin A2
Spezies	Mensch
Gen-ID	302
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-339 von menschlichem Annexin A2 (NP_004030.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07355
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel