

Anti-Annexin A4/Annexin Iv Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09525

Artikelnummer: CM0011466



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Annexin A4/Annexin IV (UniProt P09525). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Membranbiologie und Exozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Annexin A4/Annexin IV Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexin A4/Annexin IV
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	307
GeneID	307
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Annexins A4 (P09525) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09525
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlbeutel