

Anti-Annexin A4/Annexin Iv Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P09525

Artikelnummer: CM0013795



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Annexin A4/Annexin IV gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal zur Untersuchung der kalziumabhängigen Membranfusion und Exozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Annexin A4/Annexin IV Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Annexin A4/Annexin IV
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	307
Gen-ID	307
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 112-321 von humanem Annexin A4/Annexin IV (NP_001144.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09525
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel