

Anti-Annexin-A5/Annexin-V-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08758

Artikelnummer: CM0016098



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Annexin A5 (Annexin V), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte; ca. 36 kDa. Geeignet für Untersuchungen zu Antikoagulation und Blutgerinnung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Annexin A5/Annexin V Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alph; Annexin A5/Annexin V
Art	Mensch
Gen-ID	308
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-320 des humanen Annexin A5/Annexin V (NP_001145.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08758
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku