

Anti-Annexin A5/Annexin V Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08758

Artikelnummer: CM0007856



Einführung

Hochwertiger Anti-Annexin A5/Annexin V Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in humanen, murinen und Rattensproben. Molekulargewicht 36kDa. Ideal für Hämostase- und Thromboseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Annexin A5/Annexin V Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; Annexin A5/Annexin V
Spezies	Human
GeneID (Human)	308
GeneID	308
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 221-320 von humanem Annexin A5 entspricht (NP_001145.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08758
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eistasche