

Anti-Annexin A5/Annexin V Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08758

Artikelnummer: CM0021507



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen Annexin A5/Annexin V, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von Blutgerinnung und Hämostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Annexin A5/Annexin V Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; V
Art	Mensch
GenID (Mensch)	308
GenID	308
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-320 von menschlichem Annexin A5/Annexin V (NP_001145.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08758
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel