

Monoklonaler Anti-Annexin-A6/Annexin-Vi-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08133

Artikelnummer: CM0007367



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Annexin A6/Annexin VI, validiert für WB, IHC-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. 76-kDa-Protein, Immunogen aa 324-673. Ideal für Studien zur Kalziumsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Annexin A6/Annexin VI Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; Annexin A6/Annexin VI
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	309
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08133
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Kühlakku