

Anti-Annexin A6/Annexin VI Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08133

Artikelnummer: CM0024516



Einführung

Anti-Annexin A6/Annexin VI Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Zielt auf das kalziumbindende Protein, das an Membranverkehr und CD21-Assoziation beteiligt ist. Geeignet für zellbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Annexin A6/Annexin VI Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; VI
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	309
GenID	309
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 von menschlichem Annexin A6/Annexin VI (NP_001146.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08133
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eispackung