

Anti-Ano1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5Xxa6

Artikelnummer: CM0014823

Einführung

Kaninchen-polyklonaler ANO1-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben. Das Zielprotein ist ein 114 kDa großer, calciumaktivierter Chloridkanal (TMEM16A/DOG1), der für Ionentransport und Krebsstudien entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DOG1, INDMS, TAOS2, ORAOV2, TMEM16A, ANO1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55107
Gen-ID	55107
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 400-500 von humanem ANO1 (NP_060513.5) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q5XXA6
Proteingewicht	114kDa
Versand	Eisbeutel