

Anti-Ano2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq90

Artikelnummer: CM0029993

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes ANO2 (Anoctamin-2/TMEM16B), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Beteiligt an der Aktivität von calciumaktivierten Chloridkanälen bei Geruchssinn und Sehen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANO2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C12orf3; TMEM16B; ANO2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57101
Gen-ID	57101
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von menschlichem ANO2 (NP_001265526.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQ90
Proteingewicht	114kDa
Versand	Eisbeutel