

Anti-Anp32A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P39687

Artikelnummer: CM0028256



Einführung

ANP32A Kaninchen-pAb validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Beteiligt an Tumorsuppression, Apoptose, Zellzyklus, Transkription. Forschungsanwendung in Chromatin und Virologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANP32A Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LANP; MAPM; PP32; HPPCn; PHAP1; PHAP1; I1PP2A; C15orf1; ANP32A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8125
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P39687
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel