


Anti-Anp32B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q92688

Artikelnummer: CM0005458



Einführung

Entwickelt für WB, IF, IHC, ELISA mit humanem, murinem und rattem ANP32B. Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf das multifunktionelle Protein abzielt, das an Apoptose, Zellzyklus, Transkription und virale Replikation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ANP32B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	APRIL; SSP29; PHAPI2; ANP32B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10541
GenID	10541
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ANP32B (Q92688) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92688
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel