


Anti-Anp32E-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Btt0

Artikelnummer: CM0021346



Einführung

Anti-ANP32E-polyklonaler Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-ANP32E. Ziel ist das Histon-Chaperon, das an der Entfernung von H2A.Z beteiligt ist. Geeignet für die IVD-Forschung und die Entwicklung von Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANP32E-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	LANPL; LANP-L; ANP32E
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	81611
Gen-ID	81611
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-70 des humanen ANP32E (NP_112182.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BTT0
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel