

Anti-Anpep/Cd13-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P97449

Artikelnummer: CM0011919

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ANPEP/CD13 (Aminopeptidase N), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Antigenpräsentation, Peptidhormonverarbeitung und zum Aminosäuretransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANPEP/CD13-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	Apn; AP-M; AP-N; Cd13; P150; CD13
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	290
Gen-ID	16790
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 69-966 von murinem CD13. (NP_032512.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P97449
Proteingewicht	109 kDa
Versand	Kühlakku