

Anti-Anprb/Npr2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20594

Artikelnummer: CM0002917

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ANPRB/NPR2 (GC-B), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ein unverzichtbares Werkzeug zur Untersuchung der cGMP-Signalisierung und Skelettwachstumswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANPRB/NPR2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GCB; AMD1; AMDM; ANPb; ECDM; GC-B; NPRB; SNSK; ANPRB; GUC2B; NPRBi; GUCY2B; ANPRB/NRP2
Spezies	Mensch
GenID	4882
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-900 von humanem ANPRB/NRP2 (P20594) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P20594
Proteingewicht	117kDa
Versand	Eisbeutel