

Anti-Ant1/Ant2/Ant3/Ant4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P12235 / P05141 / P12236 / Q9H0C2

Artikelnummer: CM0022252

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ANT1/ANT2/ANT3/ANT4 (ADP/ATP-Translokasen) gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu mitochondrialer Stoffwechsel und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANT1/ANT2/ANT3/ANT4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANT1/ANT2/ANT3/ANT4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	291/292/293/83447
GenID	291/292/293/83447
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200 bis zum C-Terminus von menschlichem ANT1 (NP_001142.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12235/P05141/P12236/Q9H0C2
Proteingewicht	33kDa/32kDa/35kDa
Versand	Eisbeutel