

Monoklonaler Anti-Ant2/Slc25A5-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05141

Artikelnummer: CM0006737

Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ANT2/SLC25A5 (ADP/ATP-Translokase 2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Mitochondrien- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANT2/SLC25A5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	T2; T3; 2F1; AAC2; ANT2; ANT2/SLC25A5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	292
GenID	292
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-220 von humanem ANT2/SLC25A5 (NP_001143.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05141
Proteinmasse	33 kDa
Versand	Eisbeutel