


Anti-Anxa1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04083

Artikelnummer: CM0017211



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper, das auf humanes ANXA1 (Annexin A1) abzielt, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-ANXA1; ideal für Forschung zu Entzündungen und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANXA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ANX1; LPC1; ANXA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	301
GenID	301
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-346 von menschlichem ANXA1 (NP_000691.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P04083
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel