


Anti-Anxa13 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P27216

Artikelnummer: CM0014752



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper, die auf humanes Annexin A13 (ANXA13) abzielen, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und Ratten-ANXA13. Geeignet für die Untersuchung von kalziumabhängiger Membranbindung und Biologie des Darms epithels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANXA13 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ISA; ANX13; ANXA13
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	312
Gen-ID	312
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-316 von menschlichem ANXA13 (NP_004297.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27216
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel