

Anti-Anxa3-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P12429

Artikelnummer: CM0017409



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Annexin A3 (ANXA3), validiert für Western Blot und ELISA, mit Reaktivität bei Mensch und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Phospholipase-A2-Hemmung und von Gerinnungsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANXA3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ANX3, ANXA3
Art	Mensch
GeneID	306
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-323 des humanen ANXA3 entspricht (NP_005130.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P12429
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku