

Anti-Anxa3 Polyklonaler Antikörper Für Wb - P12429

Artikelnummer: CM0025389



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ANXA3, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt den Phospholipase A2-Inhibitor Annexin A3, geeignet für Gerinnungs- und Phospholipid-Signalstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANXA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANX3; ANXA3
Spezies	Human
GeneID (Human)	306
GeneID	306
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-323 von humanem ANXA3 (NP_005130.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12429
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eistasche