

Anti-Anxa8L2 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - Q5Vt79

Artikelnummer: CM0026169

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen Annexin A8-ähnliches Protein 1 (ANXA8L2, Q5VT79). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet als IVD-Rohmaterial für die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ANXA8L2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	ANXA8; ANXA8L2; VAC-beta; bA145E20.2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	728113
Gen-ID	728113
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-276 von menschlichem ANXA8L2 (NP_001265853.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5VT79
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel