

Anti-Aoc3 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16853

Artikelnummer: CM0023158



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen die menschliche Amioxidase Kupfer-haltig 3 (AOC3/VAP-1). Geeignet für Western Blotting und ELISA; Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Funktion von Amioxidase und Lymphozytenadhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AOC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HPAO; SSAO; VAP1; VAP-1; AOC3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8639
Gen-ID	8639
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-190 des menschlichen AOC3 (NP_003725.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q16853
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel