


Anti-Aox1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q06278

Artikelnummer: CM0027923



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes AOX1 (Aldehyd-Oxidase 1). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Stoffwechsel von Fremdstoffen und Arzneimitteln.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AOX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AO; AOH1; AOX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	316
GenID	316
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 340-590 von humanem AOX1 (NP_001150.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06278
Proteingewicht	148kDa
Versand	Eisbeutel