


Anti-AP1B1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q10567

Artikelnummer: CM0020308



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen AP1B1, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattigem AP1B1, einer Clathrin-Adapter-Untereinheit, die am Proteintransport am TGN und Endosomen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP1B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADTB1; BAM22; KIDIDAR; AP105A; CLAPB2; AP1B1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	162
GenID	162
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 von menschlichem AP1B1 (NP_001118.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q10567
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel