

Anti-AP1G1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43747

Artikelnummer: CM0003510



Einführung

Anti-AP1G1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt die AP-1-Komplex-Untereinheit Gamma-1 in Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Untersuchung von Clathrin-vermitteltem Protein-Sorting und -Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP1G1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ADTG; CLAPG1; USRISD; AP1G1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	164
Gen-ID	164
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 723-822 von humanem AP1G1 (O43747) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43747
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel