

Anti-Ap1M1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bxs5

Artikelnummer: CM0015609

Einführung

AP1M1 Rabbit pAb, ein polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, detektiert die AP-1-Komplex-Untereinheit mu-1 in Mensch, Maus und Ratte. Wird in Studien zur Proteinsortierung und zum Clathrin-vermittelten Transport eingesetzt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP1M1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AP47, mu1A, CLTNM, MU-1A, CLAPM2, AP1M1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8907
Gen-ID	8907
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend Aminosäuren 1-160 von humanem AP1M1 (NP_115882.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXS5
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eistasche