

Anti-Ap1M2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q5

Artikelnummer: CM0029657

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen AP1M2 (mu-2-Untereinheit des AP-1-Komplexes). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für die Forschung an Proteinsortierung und Clathrin-vermittelter Trafficking.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP1M2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	mu2; MU1B; MU-1B; HSMU1B; AP1-mu2; AP1M2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10053
GenID	10053
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 164-423 von menschlichem AP1M2 (NP_005489.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6Q5
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel