

Anti-Ap2A1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095782

Artikelnummer: CM0025264

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes AP2A1 (Adaptor-Protein-Komplex-2-Untereinheit Alpha-1) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Endozytose- und Membrantrafficking-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP2A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADTAA; CLAPA1; AP2-ALPHA; AP2A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	160
GenID	160
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem AP2A1 (NP_055018.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95782
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eisbeutel