

Anti-Ap2A1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95782

Artikelnummer: CM0011283

Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes AP2A1 (SWISS O95782) für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der Clathrin-vermittelten Endozytose und des Membrantransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP2A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ADTAA; CLAPA1; AP2-ALPHA; AP2A1
Spezies	Human
GeneID (Human)	160
GeneID	160
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem AP2A1 (O95782) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95782
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eistasche