

Monoklonaler Antikörper Gegen Ap2A2/Alpha2-Adaptin Für Wb, Elisa - O94973

Artikelnummer: CM0003898

Einführung

Der Alpha2-Adaptin/AP2A2 Kaninchen monoklonale Antikörper von CamelBio ist für WB und ELISA validiert. Erkennt humanes und murines AP2A2, einen wichtigen Clathrin-Adaptor bei der Endozytose. Ideal für die Neurowissenschaften und die Zellbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Alpha2-Adaptin/AP2A2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-Adaptin/AP2A2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	161
Gen-ID	161
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 590-939 von humanem Alpha2-Adaptin/AP2A2 (NP_036437.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O94973
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Eisbeutel