

Anti-AP2M1 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Cw1

Artikelnummer: CM0002165



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für humanes AP2M1 (AP-2 mu-Untereinheit), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein 50kDa Protein. Ideal für die Endozytose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP2M1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Spezies	Mensch
Gen-ID (human)	1173
Gen-ID	1173
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem AP2M1 (Q96CW1) entspricht)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96CW1
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel