

Anti-AP2M1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Cw1

Artikelnummer: CM0016197



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen AP2M1, eine Schlüsseluntereinheit des AP-2-Adaptorkomplexes, der an der Clathrin-vermittelten Endozytose beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu humanen, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP2M1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Spezies	Human
GeneID (Human)	1173
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 134-433 von humanem AP2M1 (NP_004059.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96CW1
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel