

Anti-AP2M1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q96Cw1

Artikelnummer: CM0019136



Einführung

Der polyklonale AP2M1-Kaninchenantikörper von CamelBio wurde für WB und ELISA validiert und richtet sich gegen die Mu-Untereinheit des AP-2-Komplexes, die an der clathrinvermittelten Endozytose beteiligt ist. Geeignet für humane Proben; nachgewiesenes Molekulargewicht: 50 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP2M1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1173
GeneID	1173
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96CW1
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku