


Anti-Ap2S1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P53680

Artikelnummer: CM0010806



Einführung

Monoklonaler Anti-AP2S1-Kaninchenantikörper, 17 kDa, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus; ideal zur Untersuchung der clathrinvermittelten Endozytose und der Funktion des Adapterprotein-Komplexes 2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP2S1-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	AP17; FBH3; HHC3; FBHOk; CLAP52; AP2S1
Spezies	Mensch
Gen-ID	1175
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen AP2S1 (P53680) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P53680
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Kühlakku